

| <i>Standardy ošetrovatelské péče - OCHP</i>  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| <b>č. 04</b>   | <b>POSTUP PŘI DVOUSTUPŇOVOÉ DEZINFEKCI SPIROMETRU</b> |   |                                    |
| <b>Autor:</b> Jaroslava Kuzníková  |   | <b>Platnost od:</b><br>1. 7. 2017                       | <b>Schválila:</b><br>Rada kvality  |
| <b>Určeno pro:</b><br>Všeobecná sestra, praktická sestra   |   |   |                                    |
| <b>Poslední revize: č. 1</b><br>4/2019   | <b>Důvod revize:</b><br>Periodická kontrola           | <b>Kontrolu provedl:</b><br>S. Střondalová<br>Herčíková | <b>Přezkoumal:</b><br>J. Kuzníková |
| <b>Poslední revize: č. 2</b><br>10/2021  | <b>Důvod revize:</b><br>Periodická kontrola           | <b>Kontrolu provedl:</b><br>B. Lehocká<br>A. Kurusová   | <b>Přezkoumal:</b><br>Z. Kusová    |
| <b>Poslední revize: č. 3</b>   | <b>Důvod revize:</b>                                  |   |                                    |
| <b>Termín další revize:</b><br><b>10/2023</b>  |   |   |                                    |
| <b>Identifikace výtisku:</b> <b>Výtisk jediný – originál</b><br>(výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter) |   |   |                                    |

### **Definice:**

Dvoustupňová dezinfekce je určena pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky osídlených tělních dutin, s použitím dezinfekčních přípravků se širším spektrem dezinfekční účinnosti.

### **Pomůcky:**

- ochranné brýle
- zástěra jednorázová
- ochranné rukavice, dezinfekční přípravek s širokým spektrem účinnosti se sporicidní a tuberkulocidní účinností
- vaničky na dezinfekční roztoky
- uzavíratelná kazeta na uložení vydezinfikovaných částí přístroje
- minutník
- purifikovaná voda

### **Proces:**

- **navlékni si** ochranné pracovní prostředky
- **nařed'** dezinfekční roztoky dle dezinfekčního řádu
- **popiš** vaničky s připravenými roztoky – název dezinfekčního prostředku, datum, čas přípravy roztoku, koncentrace, expoziční doba, jméno pracovníka, který dez. roztok naředil
- **proved'** zápis do deníku dvoustupňové dezinfekce
- **vlož** kontaminovaný předmět do vaničky pro první stupeň dezinfekce
- **odměř** expoziční čas po posledním vložení kontaminovaného předmětu
- **vyjmi** předměty, proved' oplach a osušení

- **vlož**                      předměty do druhého stupně dezinfekce
- **odměř**                    expoziční čas
- **proved'**                  oplach purifikovanou vodou, volně nechej osušit
- **ulož**                      osušené předměty do uzavíratelné nádoby

**Provedení dvoustupňové dezinfekce dokládá sestra zápisem v deníku dvoustupňové dezinfekce, kde je uvedeno:**

- datum a čas přípravy dezinfekčního roztoku
- název použitého dezinfekčního přípravku
- koncentrace roztoku
- expozice
- jméno, příjmení a podpis provádějícího zdravotnického pracovníka

**Dokumentace se archivuje 5 let.**

**Pozor:**

- dodržuj přesnou koncentraci dezinfekčních prostředků
- dodržuje expoziční časy
- dodržuj střídání dezinfekčních přípravků dle dezinfekčního řádu