

Standardy ošetrovatelské péče - OCHP			
č. 03	CHLADOVÝ TEST		
Autor: Jaroslava Kuzníková		Platnost od: 1. 4. 2008	Schválila: Rada kvality
Určeno pro: Všeobecná sestra, praktická sestra			
Poslední revize: č. 3 6/2014	Důvod revize: Periodická kontrola		
Poslední revize: č. 4 3/2017	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: S. Střondalová Herčíková	Přezkoumal: J. Kuzníková
Poslední revize: č. 5 4/2019	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: S. Střondalová Herčíková	Přezkoumal: J. Kuzníková
Poslední revize: č. 6 10/2021	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: B. Lehocká A Kurusová	Přezkoumal: Z. Kusová
Poslední revize: č. 7	Důvod revize:		
Termín další revize: 10/2023			
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

Definice:

Varianta chlazení rukou - přístroj je určen k chlazení vody pro vyšetření vazoneuróz, obecných cévních onemocnění a z preventivních důvodů pracovníků před vstupem do rizika vibrací.

Přístroje: Chlad 1 (zařízení celonerezové konstrukce řízené mikroprocesorem)

Pomůcky:

- ručníky jednorázové
- ručníky bavlněné

Ošetrovatelský postup:

příprava přístroje

- **zkontroluj** připojení vody
- **stiskni** tlačítko **Provoz** - zařízení uvedeno do pracovního režimu
- **stiskni** tlačítko **Teplota** a nastav na teplotu 10 st. C, potvrď **Enter**
- **stiskni** tlačítko **Start** - automatické napouštění vody

odborná příprava

- **proved'** identifikaci pacienta
- **informuj** pacienta o průběhu vyšetření
- **proved'** pletysmografickou křivku s nativním záznamem

vlastní provedení

- **usad'** pacienta do křesla
- **nastav** pohodlnou polohu
- **vlož** obě předloktí pacientovi do vaniček
- **nastav** minutník na 10 minut
- **sleduj** pacienta průběžně
- **udržuj** verbální komunikaci
- **zapiš** po 10 minutách L - P příznak
- **osuš** lehce pacientovi prsty a předloktí
- **natoč** pletysmografický záznam po ochlazení
- **stiskni** tlačítko **Stop**

Kůže horních končetin musí být bez patologických známek a celistvá, v opačném případě informuj lékaře!

Úklid pomůcek:

- **ukonči** vyšetřovací cyklus vždy po 12ti po sobě jdoucích zchlazeních nebo po třech hodinách pokud byl chlazen alespoň 1 pacient
- **proved'** dezinfekci vaniček
- **zvol** funkci čištění
- **vypni** přístroj po posledním vyšetřovacím cyklu,
- **zastav** přívod vody
- **proved'** povrchovou dezinfekci přístroje

Zvláštní upozornění:

- pokud bude pacientovi při vyšetření nevolno:
 - ukonči chlazení
 - ruce necht' pacient vyndá z vody
 - zavolej lékaře nebo další sestru
 - další postup dle stavu pacienta
- denně proved' kontrolu bezdrátového zvonku